



# 昌久医疗

# 医用口罩产品手册

Changjiu Icreate Medical Surgical  
Mask Product Manual

长沙昌久医疗科技有限公司

Changsha ChangJiu Medical Technology Co., Ltd



## 公司简介

COMPANY PROFILE



CHANGJIU ICREATE  
智造 健康 昌久

长沙昌久医疗科技有限公司成立于2017年8月，经由中国旅美科技协会长沙联络处引入并落户长沙市医药健康产业园，致力于服务人类健康领域的产品研发和智能制造。疫情爆发后，昌久研发团队凭借丰富的研发能力，专注于医用外科口罩，医用防护口罩，一次性医用口罩，KN95口罩的研发、生产及销售服务。取得了湖南省药监局颁发的医疗器械生产许可证及各种产品注册证，及出口所需的各种资质。

现投产厂房5000平方米，其中1500平米车间为10万级的净化车间，专业生产医用外科口罩，医用防护口罩，一次性医用口罩，KN95口罩等。日产能达300万片。

Changsha Changjiu Medical Technology Co., Ltd. was established in August 2017. through the Changsha Liaison Office of the China Association for Science and Technology in the United States, Changsha Medical and Health Industry Park is committed to product research and development and intelligent manufacturing in the field of human health. After the outbreak, Changjiu R & D team focused on the R & D, production and sales of medical surgical masks, medical protective masks, disposable medical masks and KN95 masks with rich R & D capabilities. It has obtained the medical device production license and various product registration certificates issued by Hunan Drug Administration Bureau, as well as various qualifications required for export. Now put into production workshop 3000 square meters, of which 1500 square meters workshop is a 100000 grade purification workshop, specializing in the production of medical surgical masks, medical protective masks, disposable medical masks, KN95 masks and so on. The daily production capacity is 3 million tablets.



公司简介

COMPANY PROFILE

## 专业环境，专业科技

Professional environment, Professional technology



## 10万级无尘洁净车间

100000 level dust-free clean workshop


# 专业检测设备，确保产品质量！

Professional testing equipment to ensure product quality!



# 全自动生产，产能保障，质量保障

Full automatic production, Capacity guarantee, quality guarantee



# 营业执照 Business license



## 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430105MA44M2LA57X

副本编号：1-1



扫描二维码  
“国家企业信用  
公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称

长沙昌久医疗科技有限公司  
（自然人投资或控股）

注册资本 陆佰万元整

类型

法定代表人 彭宅林

成立日期 2017年08月31日

营业期限 2017年08月31日至2067年08月30日

经营范围

一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、电子产品、普通防护用品制造，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子产品、纺织品、针织品及原料的批发，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、电子产品、防护用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房

登记机关

2020年4月28日





# 医疗生产许可证 Medical production license

湘食药监械生产许：20180032号

## 医疗器械生产许可证

湘食药监械生产许20180032号  
许可证编号：

企业名称：长沙昌久医疗科技有限公司

生产地址：长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房

法定代表人：彭宅林

生产范围：II类：16-05 眼科治疗和手术设备、辅助器具；  
14-14 医护人员防护用品；14-13 手术室感染控制用品；

企业负责人：彭宅林

住所：长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房

发证部门：湖南省药品监督管理局

有效期限：至 2023 年 10 月 14 日 发证日期：2020 年 06 月 29 日



国家药品监督管理局制



# 产品注册证

## Product registration certificate

### 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20202140673

注册人名称	长沙昌久医疗科技有限公司
注册人住所	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
生产地址	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	医用外科口罩（无菌型）
型号、规格	型号为平面型耳挂式，规格为17.5cm×9.5cm。
结构及组成	本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体内、外层为无纺布，中间层为熔喷无纺布，鼻夹为可弯折的聚丙烯材料制成，口罩带由松紧带制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌供应。
适用范围	适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	1. 该产品为应急审批注册，有效期为八个月；2. 该产品在延续/变更注册时应按医疗器械注册管理要求完善相关资料。

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2020年03月26日

有效期至：2020年11月25日



医用外科口罩（无菌型）





# 产品注册证

## Product registration certificate

### 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20202140674

注册人名称	长沙昌久医疗科技有限公司
注册人住所	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
生产地址	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	医用外科口罩（非无菌型）
型号、规格	型号为平面型耳挂式，规格为17.5cm×9.5cm。
结构及组成	本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体内、外层为无纺布，中间层为熔喷无纺布，鼻夹由可弯折的聚乙烯和锌铁丝材料制成，口罩带由松紧带制成。产品为非无菌供应。
适用范围	适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	1. 该产品为应急审批注册，有效期为八个月；2. 该产品在延续/变更注册时应按医疗器械注册管理要求完善相关资料。

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2020年03月26日

有效期至：2020年11月25日



医用外科口罩（非无菌型）



# 产品注册证

## Product registration certificate

### 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：湘械注准20202140971

注册人名称	长沙昌久医疗科技有限公司
注册人住所	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
生产地址	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	一次性使用医用口罩（非无菌型）
型号、规格	本产品为平面型。根据口罩带佩戴方式不同，该产品分为耳挂式、绑带式或头带式；根据产品尺寸不同，分为如下规格：17.5cm×9.5cm，17.5cm×9cm，16.5cm×8cm，14.5cm×9.5cm，14cm×9cm，13.5cm×8cm，12.5cm×9cm，12cm×7.5cm，10cm×6.5cm。
结构及组成	产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体分为内、中、外三层组成，内层、外层为无纺布，中层为熔喷无纺布，口罩带由松紧带制成，鼻夹由可弯折的聚乙烯和锌铁丝材料制成。非无菌供应。
适用范围	适用于佩戴者在无体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫生护理。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门：湖南省药品监督管理局

批准日期：2020年05月18日

有效期至：2025年05月17日



一次性使用医用口罩（非无菌型）



# 自由销售证书

# Free sale certificate

中华人民共和国  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
医疗器械产品出口销售证明  
CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL  
PRODUCTS

cupm

刘

0731-88633362

李勋奇科长

证书编号: 湘药监械出 20200181 号  
Certificate NO.: HNMPA 20200181

产品名称: 见附件  
Product(s): See Attachment

规格型号: 见附件  
Model: See Attachment

产品注册或备案凭证号: 见附件  
Registration certificate(s): See Attachment

生产企业: 长沙昌久医疗科技有限公司  
Manufacturer: Changsha Changjiu Medical Technology Co., Ltd.

生产企业住所: 长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园 13-15 栋 609-610 房  
Address of manufacturer: Rm. 609-610, Bldg. 13-15, Shanhe Medical&Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province, China.

生产许可或备案凭证号: 湘食药监械生产许 20180032 号  
Manufacturing License(s): Hunan CFDA Production Permit No. 20180032

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。  
This is to certify that the above products have been registered to be manufactured and sold in China.

证明有效日期至: 2022 年 7 月 6 日  
This certification valid until: Jul. 6, 2022

湖南省药品监督管理局  
HUNAN MEDICAL PRODUCTS ADMINISTRATION

2020 年 7 月 7 日  
Jul. 7, 2020

医  
CA  
专  
IT  
)  
ON



# 商务部白名单

## White list of the Ministry of Commerce



中国医药保健品进出口商会  
服务产业链 | 助力国际化

首页

关于商会

新闻中心

行业服务

权威发布

商会会刊

新闻中心 > 通知公告

### 动态更新：取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单

2020年06月12日 中国医药保健品进出口商会

6月12日，取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单继续更新，其中，医用口罩清单新增75家企业，医用防护服清单新增6家企业，新型冠状病毒检测试剂清单新增17家企业。

取得国外标准认证或注册的医疗物资生产企业清单			
动态更新 日期：2020年6月12日下载			
Name List of Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries			
序号	生产企业	统一社会信用代码	国外注册认证情况
一、	医用口罩 Medical Face Masks		
1	稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd.	91440300723009295R	欧盟CE
457	长沙昌久医疗科技有限公司 Changsha Changjiu Medical Technology Co.,Ltd	91430105MA4M2LA57X	欧盟CE



# 海关备案回执

## White list of the Ministry of Commerce

### 海关进出口货物收发货人备案回执

企业名称	长沙昌久医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91430105MA4M2LA57X
海关备案日期	2020-04-28
海关编码	4301960AA3
检验检疫备案号	4362300413
有效期	长期



自然人、法人或者非法人组织可通过“中国海关企业进出口信用信息公示平台” (<http://credit.customs.gov.cn>) 或者“互联网+海关” (<http://online.customs.gov.cn>) 查询海关公示的企业信息。



自由销售证书

Free sale certificate



中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade  
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 203302A0/031384

兹证明：所附文件的影印件与原件相符。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the annexed photostated copy of  
DOCUMENT is in conformity with the original.

China Council for the Promotion  
of International Trade

授权签字:

Authorized  
Signature: Yang Jinjin

日期: 2020年07月13日  
(Date: Jul. 13, 2020)

证明书查询网站: Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>



# 自由销售证书

# Free sale certificate

中华人民共和国  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
医疗器械产品出口销售证明  
CERTIFICATE FOR EXPORTATION OF MEDICAL  
PRODUCTS

cupm

刘

0731-88633362

李勋奇科长

证书编号: 湘药监械出 20200181 号  
Certificate NO.: HNMPA 20200181

产品名称: 见附件  
Product(s): See Attachment

规格型号: 见附件  
Model: See Attachment

产品注册或备案凭证号: 见附件  
Registration certificate(s): See Attachment

生产企业: 长沙昌久医疗科技有限公司  
Manufacturer: Changsha Changjiu Medical Technology Co., Ltd.

生产企业住所: 长沙市开福区沙坪街道中青路 1048 号山河医药健康产业园 13-15 栋 609-610 房  
Address of manufacturer: Rm. 609-610, Bldg. 13-15, Shanhe Medical&Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province, China.

生产许可或备案凭证号: 湘食药监械生产许 20180032 号  
Manufacturing License(s): Hunan CFDA Production Permit No. 20180032

兹证明上述产品已准许在中国生产和销售。  
This is to certify that the above products have been registered to be manufactured and sold in China.

证明有效日期至: 2022 年 7 月 6 日  
This certification valid until: Jul. 6, 2022

湖南省药品监督管理局  
HUNAN MEDICAL PRODUCTS ADMINISTRATION

2020 年 7 月 7 日  
Jul. 7, 2020

医  
CA  
专  
IT  
)  
ON



# 自由销售证书

# Free sale certificate

附件

(ATTACHMENT)

(共1页 第1页)

(Page 1 of 1 Pages)

序号 SN	产品名称 Product(s)	规格型号 Model	注册证编号 REG.NO:
1	医用外科口罩 (无菌型) Medical Surgical Masks (sterile)	规格型号: 平面形耳挂式, 规格为 17.5cm×9.5cm。 Model: Plane ear hanging type with a specification of 17.5cm×9.5cm.	湘械注准 20202140673 HNMPA Certified 20202140673
2	医用外科口罩 (非无菌型) Medical Surgical Masks (non-sterile)	规格型号: 平面形耳挂式, 规格为 17.5cm×9.5cm。 Model: Plane ear hanging type with a specification of 17.5cm×9.5cm.	湘械注准 20202140674 HNMPA Certified 20202140674
3	医用防护口罩 (非无菌型) Medical protective mask (non sterile type)	规格型号: 型号: 折叠型耳挂式; 规格 (单位 cm): KN95-01 (10.7×15.8)、KN95-02 (10×14.5)、KN95-03 (9.6×12.3)、KN95-04 (9.5×14.5)、KN95-05 (10.5×15.5)、KN95-06 (10.5×11.8)、KN95-07 (11×16.5)、KN95-08 (12×12) Model: folding ear hanging type; Specifications (in cm): KN95-01 (10.7×15.8)、KN95-02 (10×14.5)、KN95-03 (9.6×12.3)、KN95-04 (9.5×14.5)、KN95-05 (10.5×15.5)、KN95-06 (10.5×11.8)、KN95-07 (11×16.5)、KN95-08 (12×12)	湘械注准 20202140938 HNMPA Certified 20202140938
4	一次性使用医用口罩 (非无菌型) Disposable Face Mask (non-sterile)	规格型号: 本产品为平面型。根据口罩带佩戴方式不同, 该产品分为耳挂式、绑带式或头带式; 根据产品尺寸不同, 分为如下规格: 17.5cm×9.5cm, 17.5cm×9cm, 16.5cm×8cm, 14.5cm×9.5cm, 14cm×9cm, 13.5cm×8cm, 12.5cm×9cm, 12cm×7.5cm, 10cm×6.5cm。 Model: This product is flat. According to different wearing ways of mask belt, the product can be divided into ear hanging type, strap type or headband type. According to different product sizes, they are divided into the following specifications: 17.5cm×9.5cm, 17.5cm×9cm, 16.5cm×8cm, 14.5cm×9.5cm, 14cm×9cm, 13.5cm×8cm, 12.5cm×9cm, 12cm×7.5cm, and 10cm×6.5cm.	湘械注准 20202140971 HNMPA Certified 20202140971





# SGS检测报告--医用外科非无菌Type IIR

## SGS Product inspection report

SGS



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0599

**Test Report** SL52025258108601TX **Date:** June 11, 2020 **Page 1 of 3**  
 CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.  
 RM.609-610, BLDG, 13-15, SHANHE MEDICAL&HEALTH INDUSTRIAL PARK, NO.1048 OF ZHONGQING ROAD, KAIFU DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, CHINA.

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Description : Face mask

Style No. : Medical surgical mask (non-sterile)

Composition : non-woven fabric, melt-blown fabric

Sample Color : blue

Manufacturer : CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Test Performed : Selected test(s) as requested by applicant

Sample Receiving Date : May 19, 2020

Testing Period : May 20, 2020 - Jun 11, 2020

Test Result(s) : Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested, for further details, please refer to the following page(s).

Signed for and on behalf of  
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center

*Sara Guo*

Sara Guo (Account Executive)

*Dongjing Liu*

Dongjing Liu (Authorized Signatory)



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn  
 Testing Center (Shanghai) e sgs.china@sgs.com 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763



# SGS检测报告--医用外科非无菌Type IIR

## SGS Product inspection report

# SGS

Test Report **SL52025258108601TX** Date: **June 11, 2020** Page 2 of 3

Test Result

**Medical Face Masks-Requirements and Test Methods**  
(EN 14683:2019+AC:2019)

**Clause 5.2.2 Bacterial filtration efficiency (BFE)**  
(EN 14683:2019+AC:2019 Annex B)

	1#	2#	3#	4#	5#
(BFE), %	99.9	99.8	99.8	99.9	99.9

Remark: Performance Requirement: Type I ≥95%, Type II ≥98%, Type IIR ≥98%

\* This test standard is not within the accredited scope in SGS Shanghai testing centre, it is carried out by external laboratory accredited by CMA (China Metrology Accreditation).

**Clause 5.2.3 Breathability**  
(EN 14683:2019+AC:2019 Annex C, Flow rate 8 l/min)

	1#	2#	3#	4#	5#
Differential pressure ΔP (Pa/cm <sup>2</sup> )	36	26	28	27	26

Remark: Performance Requirement: Type I <40 Pa/cm<sup>2</sup>, Type II <40 Pa/cm<sup>2</sup>, Type IIR <60 Pa/cm<sup>2</sup>


**Clause 5.2.5 Microbial Cleanliness**  
(EN 14683:2019+AC:2019 Annex D and EN ISO 11737-1:2018)

	1#	2#	3#	4#	5#
CFU/g	23	25	25	19	24

Remark: Performance Requirement: Type I ≤30 CFU/g, Type II ≤30 CFU/g, Type IIR ≤30 CFU/g



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.  
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)  
3<sup>rd</sup> Building, No. 889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn  
Testing Center for Technical Services (Shanghai) Co. Ltd. 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)



# SGS检测报告--医用外科非无菌Type IIR

## SGS Product inspection report

# SGS

Test Report

SL52025258108601TX

Date: June 11, 2020

Page 3 of 3

Sample Photo



The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

\*\*\*End of Report\*\*\*



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: [CN.Doccheck@sgs.com](mailto:CN.Doccheck@sgs.com)

SGS-CTC (Shanghai) Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 3<sup>rd</sup> Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgs.com.cn  
 Testing Center (Shanghai) Branch 中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 e [sgs.china@sgs.com](mailto:sgs.china@sgs.com)



# ITS检测报告--医用外科非无菌Type II

## ITS Product inspection report



### Test Report

Number: GZHT02302034

<b>Report Ref:</b>	GZHT02302034		
<b>Date Received:</b>	Jun 10, 2020	<b>Date Issued:</b>	Jun 19, 2020

<b>Company Name:</b>	CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
<b>Address:</b>	RM.609-610, BLDG. 13-15, SHANHE MEDICAL&HEALTH INDUSTRIAL PARK NO.1048 OF ZHONGQING ROAD, KAIFU DISTRICT, CHANGSHA CITY
<b>Contact Name:</b>	彭芬

The Following Sample Was Submitted And Identified By/On Behalf Of The Applicant As:	
End Uses	: Non-Sterile Medical Face Mask
Ratings	: Type II
Sample Name	: Surgical Mask (Non-Sterile)
Size	: -
Colour	: Blue
Standard	: EN 14683:2019+AC:2019
Date received/ Test Started	: Jun 10, 2020

Test was conducted on specific items, at our client's request.

Prepared And Checked By:  
For Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch



Lin Lin  
General Manager



WEN / abbyqzeng

#### Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司

Room 02, 1-8/F & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, Hengyun Building, 235 Kaifa Ave., Guangzhou  
No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China Economic & Technological Development District, Guangzhou, China  
中国广州经济技术开发区科学城彩频路7号之二第1-8层02房01房 电话广州经济技术开发区开发大道235号恒运大厦3楼  
101. 检验检测专用章  
E201, E301, E401, E501, E601, E701, E801 Tel: +86 20 8396 6868 Fax: +86 20 8222 8169 Postcode: 510730  
Tel: +86 20 8213 9001 Fax: +86 20 8208 9909 Postcode: 510663





# ITS检测报告--医用外科非无菌Type II

## ITS Product inspection report

**intertek**  
Total Quality. Assured.

**Test Report**

Number: GZHT02302034

### Original Sample Photo



仅限宣传推广使用，他用未经授权无效！

仅限宣传推广使用，他用未经授权无效！

Prepared And Checked By:  
For Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

Lin Lin  
General Manager



Page 2 Of 5


WEN / abbyqzeng

**Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch**

深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司

Room 02, 1-B/F & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, 8/F, Hengyun Building, 235 Kaifa Ave., Guangzhou  
No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China Economic & Technological Development District, Guangzhou, China  
中国广州经济技术开发区科学城彩频路7号之二第1-8层02房-01房 电话广州经济技术开发区开发大道235号恒运大厦3楼  
101.  
E201, E301, E401, E501, E601, E701, E801 Tel: +86 20 8396 6868 Fax: +86 20 8222 8169 Postcode: 510730  
Tel: +86 20 8213 9001 Fax: +86 20 8208 9909 Postcode: 510663





# ITS检测报告--医用外科非无菌Type II

## ITS Product inspection report

**intertek**

Total Quality. Assured.

**Test Report**

Number: GZHT02302034

<b>Summary of testing:</b>
With reference to following standard:
<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks – Requirements and test methods Type II</li> </ul>
Materials Used in The Submitted Sample Were Found To Comply With The Type II Requirements of EN 14683:2019+AC:2019 with respect to Microbial Cleanliness, Bacterial Filtration Efficiency and Differential Pressure tests.

仅限宣传推广使用，他用未经授权无效！

仅限宣传推广使用，他用未经授权无效！

仅限宣传推广使用，他用未经授权无效！

Prepared And Checked By:  
For Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch



Lin Lin  
General Manager



WEN / abbyqzeng

**Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch**

深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司

Room 02, 1-8/F & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, Hengyun Building, 235 Kaifa Ave., Guangzhou  
 No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China Economic & Technological Development District, Guangzhou, China  
 中国广州经济技术开发区科学城彩频路7号之二第1-8层02房01单元 中国广州经济技术开发区开发大道235号恒运大厦3楼  
 101, Tel: +86 20 8396 6868 Fax: +86 20 8222 8169 Postcode: 510730  
 E201, E301, E401, E501, E601, E701, E801  
 Tel: +86 20 8213 9001 Fax: +86 20 8208 9909 Postcode: 510663





# ITS检测报告--医用外科非无菌Type II

## ITS Product inspection report



### Test Report

Number: GZHT02302034

Tests Conducted (As Requested By The Applicant)

#### 1 Microbial Cleanliness

As Per EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks-Requirements and test methods Annex D.

Test Item	Result ( cfu/g )					Limit ( cfu/g )
	Specimen (1)	Specimen (2)	Specimen (3)	Specimen (4)	Specimen (5)	
Microbial cleanliness	9	10	9	12	17	Type II: ≤30

Remark:

cfu = colony forming unit  
≤ = Not more than

#### 2 Bacterial Filtration Efficiency (BFE)

As Per EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks – Requirements And Test Methods Annex B.

Test Item	Results (%)					Performance Requirement for Medical Face Mask (%)
	Specimen (1)	Specimen (2)	Specimen (3)	Specimen (4)	Specimen (5)	
Bacterial Filtration Efficiency (BFE)	99.9	99.8	99.7	99.8	99.9	Type II: ≥98

Remarks:

1. Biological Aerosol: *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538).
2. Testing side: Outside of the test specimen was facing towards the challenge aerosol.
3. Test area: 78 cm<sup>2</sup>
4. Flow rate: 28.3 L/min
5. The average plate count results of the positive controls: 2400 CFU
6. The average plate count results of the negative controls: < 1 CFU
7. CFU = Colony Forming Unit

WEN / abbyqzeng

Page 4 Of 5





# ITS检测报告--医用外科非无菌Type II

## ITS Product inspection report



Total Quality. Assured.

### Test Report

Number: GZHT02302034

Tests Conducted (As Requested By The Applicant)

- 3 Differential Pressure (EN 14683:2019+AC:2019 Annex C):  
Air flow: 8L/min, Test area diameter 25 mm, Test area: 4.9 cm<sup>2</sup>.

Tested Sample	Result (Pa/cm <sup>2</sup> )	Performance Requirement for Medical Face Mask (Pa/cm <sup>2</sup> )
Specimen (1)	26.4	Type II: < 40
Specimen (2)	27.2	
Specimen (3)	29.3	
Specimen (4)	28.7	
Specimen (5)	26.3	
Average	27.6	

Remark : Test was conducted by external provider.

End of Report

*This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particular course of action. Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our gross negligence or wilful misconduct. No copy of the test report (except for full text copy) shall be made without the written approval by Intertek.*

WEN / abbyqzeng

Page 5 Of 5

Intertek Testing Services (Shenzhen) Ltd. Guangzhou Branch

深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司

Room 02, 1-8/F & Room 01, E101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801, Hengyun Building, 235 Kaifa Ave., Guangzhou  
No.7-2, Caipin Road, Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China Economic & Technological Development District, Guangzhou, China  
中国广州经济技术开发区科学城彩频路7号之二第1-8层02房01房 中国广州经济技术开发区开发大道235号恒运大厦3楼  
101.  
E201、E301、E401、E501、E601、E701、E801  
Tel: +86 20 8213 9001 Fax: +86 20 8208 9909 Postcode: 510663 Tel: +86 20 8396 6868 Fax: +86 20 8222 8169 Postcode: 510730







# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
检验检测  
CNAS L11814

## TEST REPORT

(Electronic version)



No: 200156423

VERIFICATION WEBSITE: [www.gtgc.net.cn](http://www.gtgc.net.cn)

VERIFICATION CODE: MYRR-5507-24

ISSUE DATE: 2020-06-09

扫码下载报告



APPLICANT: CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.  
ADDRESS: RM. 609-610, BLDG. 13-15, SHANHE MEDICAL & HEALTH INDUSTRIAL PARK, NO. 1048 OF ZHONGQING ROAD, SHAPING STREET, KAIFU DISTRICT, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE, CHINA

INFORMATION CONFIRMED BY APPLICANT:

DISPOSABLE SURGICAL MASK (NON-STERILE)

QUANTITY: 50 PIECES

STYLE NO.: 20200524

SIZE: TIES 17.5cm\*9.5cm

DATE OF MANUFACTURE: 2020.5.24

MANUFACTURE'S NAME: CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

DATE RECEIVED/DATE TEST STARTED: 2020-06-08

CONCLUSION:

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY

M

COLIFORM GROUP

M

TOTAL AMOUNT OF BACTERIAL COLONY

M

TOTAL AMOUNT OF FUNGUS COLONY

M

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

M

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

M

HEMOLYTIC STREPTOCOCCUS

M

APPEARANCE[3 PIECES]

M

STRUCTURE AND SIZE[3 PIECES]

M

NOSE CLIP[3 PIECES]

M

MASK STRING[3 PIECES]

M

RESISTANCE AGAINST PENETRATION BY SYNTHETIC BLOOD

M

PRESSURE DIFFERENCE

M

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY

M

FLAME RETARDANT PERFORMANCE

M

NOTE: "M" -MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT "F" -FAIL TO MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT  
"---" -NO COMMENT

APPROVED BY:

ZiShan\_Guo SENIOR ENGINEER

郭子山




总部: 广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室: 广州市花都区狮岭镇旗岭河西路1号

电话: 020-61994598/61994599  
电话: 020-37721161

医用外科口罩-绑带式 (非无菌型)

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
实验室  
TESTING  
CNAS L170314

## TEST REPORT

(Electronic version)



No:200156423

VERIFICATION WEBSITE: [www.gtgc.net.cn](http://www.gtgc.net.cn)

VERIFICATION CODE: MYRR-5507-24

ISSUE DATE: 2020-06-09

扫码下载报告



REMARK:

THIS REPORT IS THE ENGLISH TRANSLATION VERSION OF THE REPORT 20C001342.  
ALL THE TESTED ITEMS ARE TESTED UNDER THE STANDARD CONDITION (EXCEPT FOR INDICATION).  
COPIES OF THE REPORT ARE VALID ONLY RE-STAMPED.  
THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT AT No. 1, ZHUJIANG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, P. R. CHINA.

图片仅为推广宣传使用，他用未经授权无效！

APPROVED BY:

ZiShan Guo SENIOR ENGINEER

郭子山



总部：广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室：广州市花都区狮岭镇旗岭河西路1号

电话:020-61994598/61994599  
电话:020-37721161

医用外科口罩-绑带式 (非无菌型)

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
国家认证  
检测  
TESTING  
CNAS L11014

## TEST REPORT (Electronic version)

No:200156423



总部：广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室：广州市花都区狮岭镇旗岭南河滨西路1号

电话:020-61994598/61994599  
电话:020-37721161

医用外科口罩-绑带式（非无菌型）

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report



## TEST REPORT

(Electronic version)

No:200156423



总部：广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室：广州市花都区狮岭镇康岭河滨西路1号

电话:020-61994598/61994599  
电话:020-37721161

医用外科口罩-绑带式 (非无菌型)

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report



## TEST REPORT

(Electronic version)

No:200156423

### BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 ANNEX B, TEST BACTERIA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, TEST AREA: 49cm<sup>2</sup>, FLOW RATE: 28.3L/min, MEAN PARTICLE SIZE: 3.0 μm, RESULT OF THE POSITIVE CONTROL: 1.9×10<sup>3</sup> CFU, RESULT OF THE NEGATIVE CONTROL: <1CFU)

BFE <sub>1</sub>	99.4	REQUIREMENT	≥95
BFE <sub>2</sub>	99.2		(YY 0469-2011)
BFE <sub>3</sub>	99.1		

### COLIFORM GROUP

(GB 15979-2002 ANNEX B)

NOT DETECTED	REQUIREMENT	MUST NOT BE DETECTED
		(YY 0469-2011)

### TOTAL AMOUNT OF BACTERIAL COLONY(CFU/g)

(GB 15979-2002 ANNEX B)

<20	REQUIREMENT	≤100
		(YY 0469-2011)

### TOTAL AMOUNT OF FUNGUS COLONY(CFU/g)

(GB 15979-2002 ANNEX B)

NOT DETECTED	REQUIREMENT	MUST NOT BE DETECTED
		(YY 0469-2011)

### PSEUDOMONAS AERUGINOSA

(GB 15979-2002 ANNEX B)

NOT DETECTED	REQUIREMENT	MUST NOT BE DETECTED
		(YY 0469-2011)

### STAPHYLOCOCCUS AUREUS

(GB 15979-2002 ANNEX B)

NOT DETECTED	REQUIREMENT	MUST NOT BE DETECTED
		(YY 0469-2011)

### HEMOLYTIC STREPTOCOCCUS

(GB 15979-2002 ANNEX B)

NOT DETECTED	REQUIREMENT	MUST NOT BE DETECTED
		(YY 0469-2011)

### APPEARANCE[3 PIECES]

(YY 0469-2011 5.1)

PASS	REQUIREMENT	THE APPEARANCE OF THE MASK SHOULD BE NEAT AND INTACT, AND THERE SHOULD BE NO DAMAGE OR STAIN ON THE SURFACE.
		(YY 0469-2011)



PAGE 5 OF 6

医用外科口罩-绑带式 (非无菌型)

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report



## TEST REPORT

(Electronic version)

No: 200156423

### STRUCTURE AND SIZE[3 PIECES]

(YY 0469-2011 5.2)

STRUCTURE: PASS

SPECIFICATION(cm):

	LENGTH	WIDTH
1#	17.6	9.4
2#	17.7	9.4
3#	17.5	9.4

REQUIREMENT

AFTER WEARING THE MASK, IT SHOULD BE ABLE TO COVER THE WEARER'S NOSE, MOUTH TO JAW, AND SHOULD CONFORM TO THE DESIGN SIZE AND TOLERANCE.  
(YY 0469-2011)

### NOSE CLIP[3 PIECES]

(YY 0469-2011 5.3)

PASS

REQUIREMENT

THE PLASTIC NOSE CLIP SHOULD BE ATTACHED TO THE MASK. THE NOSE CLIP LENGTH SHOULD NOT BE LESS THAN 8.0cm.  
(YY 0469-2011)

### MASK STRING[3 PIECES]

(YY 0469-2011 5.4)

PASS

REQUIREMENT

MASK STRING SHOULD BE EASY TO WEAR. THE BREAKING STRENGTH AT THE CONNECTION POINT BETWEEN EACH MASK BELT AND THE MASK BODY SHOULD NOT BE LESS THAN 10N.  
(YY 0469-2011)

### RESISTANCE AGAINST PENETRATION BY SYNTHETIC BLOOD

(YY 0469-2011 5.5, SURFACE TENSION OF SYNTHETIC BLOOD:0.042N/m)

NO PENETRATION

REQUIREMENT

NO PENETRATION APPEARED ON THE INSIDE OF MASK.  
(YY 0469-2011)

### PRESSURE DIFFERENCE (Pa)

(YY 0469-2011 5.7)

38.4

REQUIREMENT

$\leq 49$   
(YY 0469-2011)

### PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 5.6.2, AIR FLOW: 30L/min, AEROSOL: NaCl, AEROSOL CONCENTRATION: 15mg/m<sup>3</sup>, TEMP: 23.1°C, RH: 34.4%)

MINIMUM 93.54

REQUIREMENT

$\geq 30$   
(YY 0469-2011)

### FLAME RETARDANT PERFORMANCE (s)

(YY 0469-2011 5.8)

1# 0.0  
2# 0.0  
3# 0.0

REQUIREMENT

$\leq 5$   
(YY 0469-2011)



—End of Report—

PAGE 6 OF 6

医用外科口罩-绑带式 (非无菌型)

Medical Surgical Mask-Banding type (non-STERILITY)



# 产品检测报告 Product inspection report

湖南省医疗器械检验检测所

## 检 验 报 告 首 页

第1页共2

报告编号: YQ202030321



样品名称	医用外科口罩（无菌型）	样品编号	YQ202030321
型号规格	17.5cm×9.5cm	商 标	/
委托单位	长沙昌久医疗科技有限公司	检验类别	注册检验
委托单位地址	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房	产品编号 / 批号	20200212
生产单位	长沙昌久医疗科技有限公司	抽样单/协议编号	QX202000517
受检单位	长沙昌久医疗科技有限公司	生产日期	2020年02月12日
抽样单位	/	样品数量	60 个
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样日期	/	检验地点	本所实验室
收样日期	2020-03-12	检验日期	2020-03-13 ~ 2020-03-18
检验项目	部分检验		
检验依据	长沙昌久医疗科技有限公司医用外科口罩（无菌型）产品技术要求		
检验结论	<p>被检样品受检项目符合长沙昌久医疗科技有限公司医用外科口罩（无菌型）产品技术要求。</p> <p style="text-align: right;">（检验报告专用章或检验单位公章） 签发日期 2020-03-18</p>		
备注	<p>1) 报告中的“——”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。</p> <p>2) 应急注册检验，本品为无菌产品。</p> <p>3) 细菌过滤效率（BFE）系委托湖南省药品检验研究院（湖南药用辅料检验检测中心）检验（证书编号：15180014017）。</p>		

批准:

黄河平

审核:

刘国园

检验:

朱武莲

职务: 副所长

医用外科口罩（无菌型）



# 产品检测报告 Product inspection report

## 湖南省医疗器械检验检测所 检验报告

报告编号: YQ202030321


第2页共2页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
1	合成血液穿透	2.6	口罩内侧面不应出现渗透 (3/0)	符合要求 (3/0)	符合	/
2	细菌过滤效率 (BFE)	2.7.1	口罩的细菌过滤效率应不小于95%	99.8%	符合	/
3	颗粒过滤效率 (PFE)	2.7.2	口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于80% (3/0)	88%~89% (3/0)	符合	/

以下空白

医用外科口罩 (无菌型)





# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10314

## 检验检测报告



No:200050198

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: IOCQ-8839-14

共3页 第1页

扫码下载报告



委托单位	长沙昌久医疗科技有限公司 地址: 长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房		
样品信息	一次性使用医用口罩(非无菌型) 35个 批号款号: 批号20200218 号型规格: 17.5cm×9.5cm 生产单位: 长沙昌久医疗科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-03-25
		报告签发日期	2020-04-02
判定依据	YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》		
综合检验结论			
检验检测 结果	检验检测项目	判定依据	判定
	细菌过滤效率	YY/T 0969-2013	符合
	大肠菌群	YY/T 0969-2013	符合
	细菌菌落总数	YY/T 0969-2013	符合
	真菌菌落总数	YY/T 0969-2013	符合
	绿脓杆菌	YY/T 0969-2013	符合
	金黄色葡萄球菌	YY/T 0969-2013	符合
	溶血性链球菌	YY/T 0969-2013	符合
	外观[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	结构与尺寸[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	通气阻力	YY/T 0969-2013	符合
	鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013	符合
	口罩带[3个]	YY/T 0969-2013	符合
备注	通气阻力项目暂未获得CNAS认可。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 马楠 工程师

马楠

总部: 广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室: 广州市花都区狮岭镇旗岭南西路1号

电话: 020-61994598/61994599  
电话: 020-37721161

一次性使用医用口罩 (非无菌型)



# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
国际互认  
标志  
TESTING  
CNAS L10314

## 样品图片

No:200050198

共3页 第2页



总部:广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室:广州市花都区狮岭镇旗岭河西路1号

电话:020-61994598/61994599  
电话:020-37721161

一次性使用医用口罩 (非无菌型)



# 产品检测报告 Product inspection report



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10314

## 检验检测报告附页

No:200050198

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●细菌过滤效率 (%)	YY 0469-2011 附录B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 测试面积: 40cm <sup>2</sup> 气体流速: 28.3L/min 平均颗粒直径: 3.0μm 阳性质控值: 1.9×10 <sup>3</sup> CFU 阴性质控值: <1CFU	≥95	BFE <sub>1</sub> 98.7 BFE <sub>2</sub> 98.6 BFE <sub>3</sub> 98.6	符合	
●大肠菌群	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●细菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	≤100	≤20	符合	
●真菌菌落总数 (CFU/g)	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●绿脓杆菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●金黄色葡萄球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●溶血性链球菌	GB 15979-2002 附录B	不得检出	未检出	符合	
●外观[3个]	YY/T 0969-2013 5.1	口罩外观应整洁、形状完好、表面不得有破损、污渍。	符合要求	符合	
●结构与尺寸 [3个]	YY/T 0969-2013 5.2	口罩佩戴好后,应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸,最大偏差应不超过±5%。	结构: 符合要求 尺寸最大偏差(%): -1	符合	
●通气阻力 (Pa/cm <sup>2</sup> )	YY/T 0969-2013 5.6	≤49	1# 34.8 2# 32.9 3# 36.5	符合	
●鼻夹[3个]	YY/T 0969-2013 5.3	口罩上应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成,鼻夹长度应不小于8.0cm。	鼻夹: 符合要求 鼻夹长度(cm): 1# 10.0 2# 10.0 3# 10.0	符合	
●口罩带[3个]	YY/T 0969-2013 5.4	口罩带应戴取方便。每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。	符合要求	符合	

——本报告结束——

总部:广州市番禺区珠江路1号  
花都实验室:广州市花都区狮岭镇旗岭河滨西路1号

电话:020-61994598/61994599  
电话:020-37721161

一次性使用医用口罩 (非无菌型)



# CE证书 CE certificate

## CE符合性声明+欧盟当地注册代理

## CE Compliance statement + EU Local registered Agent

**CE** **CE**

**Declaration of Conformity**

Manufacturer: **Changsha Changjiu Medical Technology Co.,Ltd**  
**Rm.609-610, Bldg, 13-15, Shanhe Medical&Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Kaifu District, Changsha City,Hunan Province, China**

whose single Authorized EU-Representative: **Luxus Lebenswelt GmbH**  
**Kochstr.1, 47877, Willich, Germany**  
**DIMID: DE/0000047791**  
**Lin Sun**  
**Tel: 0049- 1715605732**  
**E-mail: info.m@luxuslw.de**

Product Name: **Disposable Face mask**

Classification: **I of ANNEX IX of Directive 93/42/EEC**  
Conformity Assessment Route: **Annex III**

We here declared that above mentioned product met the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

General Applicable Directives:  
Medical Devices DIRECTIVE

Harmonized Standards:

EN ISO 13485:2016	EN ISO 10993	EN 980-2003
EN 14683: 2019	EN ISO 14971-2007	

Signature:   
Name: **pengfen**  
TEL: **+86-18973110199**  
Position: **Manager**

  
Seal  
2020-04-27



# CE证书 CE certificate

## CE符合性声明+欧盟当地注册代理

## CE Compliance statement + EU Local registered Agent

**CE** **CE**

### Declaration of Conformity

Manufacturer: **Changsha Changjiu Medical Technology Co., Ltd.**  
Rm.609-610, Bldg, 13-15, Shanhe Medical & Health industrial Park,  
No.1048 of Zhongqing Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan  
Province, China

whose single Authorized EU-Representative: **Luxus Lebenswelt GmbH**  
Kochstr 1, 47877, Willich, Germany  
DIMID: DE/0000047791  
Lin Sun  
Tel: 0049- 1715605732  
E-mail: info.m@luxuslw.de

Product Name: **Medical Surgical Mask (Non-sterile)**

Type: **Type II R**

Classification: **Class I**

Classification: I of ANNEX IX of Directive 93/42/EEC

Conformity Assessment Route: Annex III

We here declared that above mentioned product met the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

General Applicable Directives:  
Medical Devices DIRECTIVE

Harmonized Standards:  
EN ISO 13485:2016      EN ISO 10993      EN 14683: 2019

Signature: *penjfen*  
Title: **Manager**  
Date: **2020-06-01**  
Position: **Changsha**

仅供展示宣传用，其他用途未经授权无效！



# FDA注册回执

# FDA registration receipt

it Registration & | x +

accessdata.fda.gov/scripts/cdmh/ctdocs/cfr/r1.cfm

U.S. Department of Health & Human Services

**FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION**

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics | Tobacco Products

Follow FDA | En Español | SEARCH

## Establishment Registration & Device Listing

Medical Devices | Databases

1 result found for Establishment Registration or Business Trade Name : CHANGSHA CHANGJIU

Establishment Name	Registration Number	Current Registration Yr
CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CHINA	3016995300	2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>Respirator - Surgical - Disposable Medical Gown</li> <li>Non-Surgical Isolation Gown - Disposable Gown</li> <li>Mask - Scavenging - Disposable Medical Mask</li> <li>Accessory - Surgical Apparel - KN95 Face Mask</li> <li>Radiographic Protective Glove - Protective Glove</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Show all 8 Listings For CHANGSHA CHANGJIU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CHINA</li> </ul>		

Can't find what you're looking for? [Try a new search](#)

Page Last Updated: 07/06/2020



# 俄罗斯EAC豁免函

## Russian EAC waiver letter

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
Место нахождения: 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103  
Фактический адрес: 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103  
Телефон/Факс: +7 9773643357/ Адрес электронной почты: metr.center@gmail.com  
ОГРН 1167746434338

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)  
Аттестат аккредитации № RA.RU.11НВ32 срок действия с 01.08.2019  
выдан Федеральной службой по аккредитации

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа по сертификации  
продукции

**Е.И. Белянкина**

инициалы, фамилия

Подпись



**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ  
№ 02679 от 29.05.2020 г.**

**В результате рассмотрения заявления № 02679 от 29.05.2020г.**

**"Changsha Changjiu Medical Technology Co.,Ltd"**

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Rm.609-610, Bldg, 13-15, Shanhe  
Medical&Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Shaping street , Kaifu District, Changsha  
City

место нахождения (юридический адрес) и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, факс, адрес электронной почты

**о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технической(-их)  
регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС):**

Маски KN типа, размер 17.5 см\*9.5 см; 10.7 см\*15.8 см. Продукция изготовлена в соответствии  
с технической документацией изготовителя.

полное наименование продукции, включая сведения, обеспечивающие ее идентификацию, а также наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция

наименование ТР ТС (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме декларирования

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС (ТС) **6307909800**

Серийный выпуск

наименование объекта декларирования - серийный выпуск (с указанием срока действия) / партия (с указанием размера партии) / единичное изделие (с указанием заводского № изделия), а также реквизиты товаросопроводительной документации (при наличии), с указанием № и даты заключения контракта/договора, инвойса/спецификации и др.

**Изготовитель продукции:**

**"Changsha Changjiu Medical Technology Co.,Ltd"**

полное наименование изготовителя

Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Rm.609-610, Bldg, 13-15, Shanhe  
Medical&Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Shaping street , Kaifu District, Changsha  
City

место нахождения (юридический адрес) и фактический адрес, - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

**ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**1. Отказать в регистрации декларации о соответствии заявленной продукции требованиям:**

наименование ТР ТС (ЕАЭС), нормативных документов с указанием разделов (пунктов, подпунктов), предусмотренных данным (-ми) ТР ТС (ЕАЭС), иных документов

на основании: ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности", ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" не распространяются на заявленную продукцию.

Эксперт



МП

Подпись

В.Л. Никаншин

инициалы, фамилия



# 医疗器械质量管理体系证书 ISO13485:2016

## Certificate of quality Management system for Medical Devices ISO13485:2016

CERTIFICATE OF ACCREDITATION



Medical device quality management system

Registration No. 63624080413ROS

We hereby certify that

**Changsha Changjiu Medical Technology Co., Ltd.**

Rm.609-610, Bldg. 13-15, Shanhe Medical&Health Industrial Park, No.1048 of Zhongqing Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province, China

The established medical device quality management system conforms to

**ISO 13485:2016**

Scope of certification/registration

Production and Service of Mask

Issue date of this certificate: Mar 26, 2020 Valid date of this certificate: Mar 25, 2021

First registration: Mar 26, 2020~Registration deadline: Mar 25, 2023

(The effectiveness of this certificate shall be validated by periodic surveillance audit of ISP for maintenance, The intervals of not more than 12 months, Conditions on effectiveness of certificate see <http://www.isp-acpc.com>  
Note: the use of this certificate is limited to mainland China)



Issued by:




INSPEC INTERNATIONAL  
[www.isp-acpc.com](http://www.isp-acpc.com)

仅供展示宣传用，其他用途未经授权无效！






## 产品图片 Product picture



口罩内置鼻梁塑型金属丝  
使口罩更好地贴合面部





# 产品图片 Product picture





# 医用外科口罩-包装盒 (无菌型)

## Medical Surgical Mask Packing box (STERILITY)



10pcs/box




50pcs/BOX



# 医用外科口罩-包装盒 (无菌型)

## Medical Surgical Mask Packing box (STERILITY)



1pcs/box




25pcs/BOX



# 医用外科口罩-包装盒 (非无菌型)

## Medical Surgical Mask Packing box (non-STERILITY)



10pcs/box




50pcs/BOX



# 一次性使用医用口罩（非无菌型）-包装盒

## Medical Surgical Mask Packing box (non-STERILITY)

规格：185x100x90mm






# 一次性使用医用口罩（非无菌型）-装箱资料


Medical Surgical Mask (non-STERILITY) Packing data



10pcs/bag



50pcs/box



weight: 9 kg

specification:

610\*440\*395mm

2000pcs/box



**联系方式**

**Contact information**

## 长沙昌久医疗科技有限公司

Changsha Changjiu Medical  
Technology Co., Ltd

长沙市开福区沙坪街道中青路1048号

山河医药健康产业园13-15栋609-610房

Rm. 609-610, Bldg, 13-15, Shanhe Medical &  
Health industrial Park, No.1048 of Zhongqing  
Road, Kaifu District, Changsha City, Hunan  
Province, China.

**联系人:**





# Thanks

长沙昌久医疗科技有限公司  
Changsha ChangJiu Medical Technology Co., Ltd